


i YpsoPump Inset Handhabung im Überblick



Füllvolumen für den Schlauch mit Adapter (Richtwerte, U-100 Insulin):

46 cm (18 Zoll):	10 Einheiten (0,10 ml)
60 cm (24 Zoll):	12 Einheiten (0,12 ml)
80 cm (31 Zoll):	14 Einheiten (0,14 ml)
110 cm (43 Zoll):	18 Einheiten (0,18 ml)

Kanülenbefüllung:

6 mm:	0,1 Einheiten (0,001 ml)
9 mm:	0,2 Einheiten (0,002 ml)

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen und ausführlichen Anweisungen zur Handhabung in der Gebrauchsanweisung. Zusätzliche Informationen sind auf mylife-diabetescare.de bzw. mylife-diabetescare.at unter „Infusionssysteme“ zu finden.